

EVIS EXERA III

EVIS EXERA III GASTROINTESTINAL VIDEOSCOPE

GIF-H190

Significantly slimmer design with amazing HDTV clarity



OLYMPUS GIF-H190



Main Features


HDTV Image Quality

HDTV image quality delivers high-definition observation capabilities, even in a new, slimmer scope design.



NBI (Narrow Band Imaging)

NBI in EVIS EXERA III 190 Series scopes provides twice the viewable distance of EVIS EXERA II 180 Series scopes and offers much greater contrast between blood vessels and mucosa. The greatly improved performance of NBI opens up exciting new clinical applications and reinforces NBI's position as the standard of care for GI endoscopy.



Slim Design

This scope offers an excellent balance of size and performance, with HDTV image quality in a slim 9.2 mm diameter size.

Specifications

	Field of view	140°		
Optical System	Direction of view	Forward viewing		
	Depth of field	2-100 mm		
	Distal end outer diameter	9.2 mm		
	Distal end enlarged			
Insertion Section	Air/Water Nozzle	Jp Light-guide Lens		
		Auxiliary Water Channel		
	Right (Left Left		
	Objective Lens	Instrument Channel Outlet		
	Down			
	Insertion tube outer diameter 9.2 mm			
	Working length	1030 mm		

Close Focus

The GIF-H190 enables close observation of the mucosal surface (2 mm) without the need for electronic magnification.

Water Jet

EVIS EXERA III 190 Series scopes' forward water jet function is standard on all routine gastroscopes. This technology improves procedures and treatment.



Waterproof One-touch Connector

A new connector design minimizes the effort required for setup prior to and in between cases. In addition, it is fully submersible and eliminates the need for a water-resistant cap and the associated risk of an expensive



repair due to accidental immersion.



	Channel inner diameter	2.8 mm	
	Minimum visible distance	3.0 mm from the distal end	
Instrument Channel	Direction from which endotherapy accessories enter and exit the endoscopic image		
	Angulation range	Up 210°	
Bending Section		Down 90°	
		Right 100°	
		Left 100°	
Total Length	1350 mm		
Compatible EVIS EXERA System	Video System Center OLYMPUS CV-190 Xenon Light Source OLYMPUS CLV-190		

Image courtesy of Roy Soetikno, MD

Specifications, design and accessories are subject to change without any notice or obligation on the part of the manufacturer.








ÓNG NỘI SOI DẠ DÀY EVIS EXERA III

GIF-H190

Thiết kế ống soi mảnh một cách đáng kể cùng với chất lượng hình ảnh HDTV rõ nét đến ngạc nhiên



ÓNG NÕI SOI DA DÀY EVIS EXERA III


OLYMPUS GIF-H190



Các đặc tính nổi bật

Chất lượng hình ảnh HDTV

Hình ảnh chất lượng HDTV mang lại khả năng quan sát độ nét cao, ngay cả trong một ống soi mới với thiết kế nhỏ hơn.



NBI (Hình änh băng hẹp)

NBI (hình ảnh băng hẹp) trong dòng ống soi EVIS EXERA III 190 cung cấp khoảng cách nhìn gấp hai lần so với dòng ống soi EVIS EXERA II 180 và cung cấp độ tương phản hình ảnh lớn hơn giữa các mạch máu và lớp niêm mạc. Các đặc tính được cải tiến tuyệt vời của NBI mở ra những ứng dụng lâm sáng mới và nhấn mạnh vị trí của NBI như là một tiêu chuẩn được quan tâm đến trong nội soi tiêu hóa.



Thiết kế ống soi nhỏ


Ông soi này cung cấp sự cân bằng tuyệt vời giữa kích thước và đặc tính, với chất lượng hình ảnh HDTV trong một ống soi có đường kính nhỏ 9.2mm

....


Hệ thống quang học Hướng nhìn Hướng nhìn Dộ sâu trường nhìn Duồng kinh ngoài của đầu ống soi Hình đầu ống soi phóng to Kênh khi nước Lên Dường dẫn sáng Kênh nước phụ Trải Thấu kinh Kênh dụng cụ	Thống số kỹ	thuật				
quang học Hương nhin Độ sâu trường nhìn 2-100 mm Đường kinh ngoài của đầu ống soi 9.2 mm Hình đầu ống soi phóng to Kênh khi nước Lên Đường dẫn sáng Kênh nước phụ Trái Thấu kinh Kênh dụng cụ	•	Trường nhìn		140^{0}		
Phần thân ống soi Phầu kinh Phái Thấu kinh Dyö sau trương nhin 2-100 mm 2-100 mm 9.2 mm Hình đầu ống soi phóng to Kênh khi nước Lên Dường dẫn sáng Kênh nước phụ Trái Thấu kinh Kênh đụng cụ		Hướng nhìn		Nhìn thẳng		
Hình đầu ống soi phóng to Kênh khi nước Lên Đường dẫn sáng Phần thân ống soi Thấu kinh Kênh nước phụ Trái Kênh dụng cụ		Độ sâu trường nhìn		2-100 mm		
Phần thân ống soi Thấu kinh Kênh khi nước Lên Đường dẫn sáng Kênh nước phụ Trái Thấu kinh Kênh dụng cụ		Đường kình ngoài củ	a đầu ống soi	9.2 mm		
Phần thân ống soi Thấu kinh Kênh nước phụ Trái Kênh dụng cụ		Hình đầu ống soi phóng to				
Phần thần ống soi Thấu kinh Phải (Trái Kênh dụng cụ		Kênh khi nước	Lên	Đường dẫn sáng		
ống soi Thấu kinh Phải Trai Kênh dụng cụ		753/K		Kênh nước phụ		
Vnông			Trz			
ruong.		Xuống				
Đường kính ngoài của thân ống soi 9.2 mm		Đường kính ngoài củ	a thân ống soi	9.2 mm		
Độ dài làm việc 1030 mm		Độ dài làm việc		1030 mm		

Kênh phun nước

Chức năng phun nước về phía trước của dòng ống soi 190 EVIS EXERA III là một chức năng tiêu chuẩn có trên tất cả ống soi dạ dày. Đây là công nghệ nhằm cải tiến quy trình thăm khám và điều tri.



Bộ phận kết nối One-touch có khả năng chống nước Bộ phận kết nối của ống soi được thiết kế mới nhằm giảm thiểu các nỗ lực cần thiết trong việc cải đặt trước và giữa các ca nội soi. Thêm vào đó, nó có thể ngâm được hoàn toàn và không cần đến nắp chống nước cũng như loại bỏ những nguy cơ sửa chữa tốn kém do ngâm ống soi.



Kênh dụng cụ	Đường kính trong kênh dụng cụ	2.8 mm	
	Khoảng cách nhìn tối thiểu	3.0 mm từ đầu ống soi	
	Hướng dụng cụ được đưa vào lấy ra nhìn trên hình ảnh nội soi	./2	
Phần uốn cong	Độ gập góc	Lên 210°	
		Xuống 90°	
		Phải 100 ⁰	
		Trái 100°	
Độ dài tổng	1350 mm		
Tương tích với	Hệ thống xử lý hình ảnh OLYMPUS CV-190		
hệ thống EVIS	Nguồn sáng Xenon OLYMPUS CLV-190		
EXERA			